

PBI

PBI (*Papilla Bleeding Index*) je parodontologický index, který **hodnotí stav gingivy**, přičemž ukazatelem jejího stavu je krvácení. Tento index je vhodný k sledování průběhu terapie gingivitidy.

Obecný postup

Pacienta vyšetřujeme postupně po kvadrantech. V každém kvadrantu vyšetříme 7 mezizubních papil. Vyšetření provádíme ve dvou kvadrantech na orální a ve dvou na vestibulární straně zubu. Měření ukončujeme na papile mezi druhým a třetím molárem. Pokud v chrupu chybí jeden zub, tak vyšetříme pouze tu část papily, kde zub je. Pokud v chrupu chybí více zubů vedle sebe, počet mezizubních papil se zmenšuje. PBI nabývá hodnot:

- PBI 0 – bez krvácení
- PBI 1 – bodové krvácení;
- PBI 2 – čárkovité krvácení;
- PBI 3 – krev vyplní mezizubní prostor;
- PBI 4 – spontánní krvácení stékající do okolí.

Praktické provedení

V praxi parodontologickou sondu zavedeme mezi zub a marginální gingivu k distálnímu svahu interdentální papily a pohybujeme se k vrcholu papily a opět apikálně k meziální části baze papily. Následně čekáme 20 sekund a pak hodnotíme krvácení.

Interpretace nálezu

Při interpretaci nálezu sčítáme body, které pacient během vyšetření získal. Počet bodů se může pohybovat v rozmezí 0–112. Optimální PBI by se mělo blížit k nule, ale i hodnoty do deseti jsou výborné. V úvahu musíme započítat samozřejmě i množství vyšetřovaných papil.

Odkazy

Použitá literatura

- SLEZÁK, Radovan. *Praktická parodontologie*. 1. vydání. Praha : Quintessenz, [1995]. ISBN 8090102484.