

Trendelenburgův test



Vyšetření průchodnosti povrchového žilního systému a perforátorů dolních končetin před operací varixů. Umožňuje posoudit funkci chlopní a lokalizovat oblast insuficientních perforátorů. Provádí se v různých modifikacích. Dolní končetinu elevujeme a po vyprázdnění povrchových žil přiložíme škrtidla (modifikace se třemi škrtidly – pod třísko, nad koleno a pod koleno = **Trendelenburg-Barrowova zkouška**).

Při postavení hodnotíme nejdříve náplň žil na bérce. Podle rychlosti náplně usuzujeme na insuficienci **Cockettových perforátorů** (do 30 s). Když se varixy nenaplní, uvolníme škrtidlo pod kolenem.

- Náplň varixů na vnitřní straně bérce svědčí pro insuficienci **spojky pod kolenem**
- Na vnější a zadní ploše bérce pro insuficienci **v. saphena parva**
- Při uvolnění škrtidla nad kolenem prokazuje náplň varixů insuficienci **spojky v Hunterově kanálu**
- Náplň varixů po uvolnění škrtidla pod třískem ukazuje na insuficienci **ústí v. saphena magna**

Jednodušší provedení s jedním škrtidlem pod třískem a orientačním posouzením plnění varixů = **Brodieho-Trendelenburgova zkouška**.

Odkazy

Související články

- Perthesův test
- Cévy dolní končetiny

Zdroje

- VOKURKA, Martin, et al. *Velký lékařský slovník*. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.
- CHROBÁK, Ladislav, et al. *Propedeutika vnitřního lékařství*. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.