

# HAS-BLED skóre



**HAS-BLED skóre** je užíváno ke stanovení **rizika krvácivých komplikací** při antikoagulační terapii např. při fibrilaci síní. Maximálně dosahuje **hodnot 9**. S vyššími hodnotami skóre roste i riziko krvácení, léčbě i sledování pacienta je třeba věnovat větší pozornost.

<b>H</b>	<b>H</b> ypertension (hypertenze)	1
<b>A</b>	<b>A</b> bnormal (porucha jaterních či ledvinných funkcí)	1 <i>nebo</i> 2
<b>S</b>	<b>S</b> troke (CMP)	1
<b>B</b>	<b>B</b> leeding (krvácení)	1
<b>L</b>	<b>L</b> abile (kolísavá hodnota INR)	1
<b>E</b>	<b>E</b> ldery (věk nad 65 let)	1
<b>D</b>	<b>D</b> rugs (léky nebo alkohol)	1 <i>nebo</i> 2

## Kalkulačka

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

## Odkazy

### Související články

- Fibrilace síní
- Antikoagulancia

### Externí odkazy

- HAS-BLED skóre (chadsvasc.org) (<https://www.chadsvasc.org/>)

### Použitá literatura

- KETTNER, Jiří. *Akutní kardiologie*. 2. vydání. Mladá fronta, 2017. ISBN 9788020438676.
- HAS-BLED skóre (CMP manuál) (<http://www.cmp-manual.cz/914-CHADS2-score.html>)