

Stankušův hmat

Stankušův hmat se využívá po spontánním porodu k vyloučení přebytečné tekutiny z plic novorozence nebo po císařském řezu k její expresi.

Jak se tento hmat provádí?

Novorozence si položíme jízmo na předloktí. Druhou rukou mu mírně zakloníme hlavu a necháme odtéct přebytečnou plicní tekutinu. Tím novorozenci pomůžeme uvolnit dýchací cesty.

Odkazy

Související články

- Poranění za porodu
- Porod
- Poloha, postavení a držení plodu
- CTG
- Císařský řez

Použitá literatura

- HANÁKOVÁ, Anežka. Repetitorium porodní asistence. První vydání. Praha: Grada, 2021. 288 s. ISBN 978-80-271-1242-5.